



ZEFIR

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY DLA DZIECI

INFORMACJE OGÓLNE

Wózek inwalidzki specjalny **ZEFIR** to lekki oraz kompaktowy sprzęt dedykowany dla dzieci z niepełnosprawnością w przedziale wzrostu **od 80 do 140 cm** i o maksymalnej masie ciała **do 40 kg**.

ZEFIR posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak możliwość odchylenia oparcia oraz regulacji wysokości mocowania podnóżka. Daje także możliwość zmiany głębokości siedziska (**poprzez odgięcie jego krawędzi**), jego szerokości (**poprzez zainstalowanie wkładek zwężających**) oraz wysokości oparcia (**poprzez zainstalowanie przedłużeń**), dzięki czemu rośnie wraz z użytkownikiem.



Jak wszystkie wózki naszej produkcji **ZEFIR** posiada szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów ułatwiających organizację codziennych spacerów, oraz przydatnych przy mniej korzystnych warunkach atmosferycznych.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

KOLORYSTYKA

biała rama / błysk



czarna rama / mat



WSKAZANIA

- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia
- porażenia i niedowłady tułowia
- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
- mózgowe porażenie dziecięce
- przepuklina oponowa – rdzeniowa
- dystrofie mięśniowe

PRZECIWWSKAZANIA

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej, regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



W wózku inwalidzkim specjalnym **ZEFIR** mamy do wyboru dwa rodzaje kół. **Standardowe koła SLIM (1)** oraz **koła terenowe (2)** do jazdy po bardziej nierównym podłożu.



Lekka i kompaktowa konstrukcja wózka umożliwia minimalizowanie jego parametrów, co ułatwia jego transport i przechowywanie.



KONSTRUKCJA WÓZKA INWALIDZKIEGO SPECJALNEGO ZEFIR POZWALA NA DOPASOWANIE JEGO ROZMIARU DO DZIECKA.



USTAWIENIA MINIMALNE



USTAWIENIA MAKSYMALNE



REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA

Dzięki prostemu mechanizmowi odpinania podnóżka możemy obniżyć go **do 40 cm** w dół od poziomu siedziska. Złożona krawędź siedziska pozwala zwiększyć jego powierzchnię **o 6 cm**, co daje nam maksymalną głębokość **30 cm**.

Natomiast metalowe przedłużki oparcia pozwolą na jego wydłużenie **o 10 cm**, co daje nam maksymalną wysokość .

Chcąc pozostać przy mniejszych rozmiarach możemy zainstalować elastyczne wkładki boczne redukujące szerokość siedziska. Równie pomocny przy modyfikacji parametrów wózka **ZEFIR** jest regulowany, prosty w montażu i demontażu klin.



REGULACJA POCHYLENIA OPARCIA



AKCESORIA



**WKŁADKI
ZWĘŻAJĄCE**



**PRZEDŁUŻKI
OPARCIA**



BARIERKA



**PASY ODWODZĄCO-
STABILIZUJĄCE**



**PASY
PIĘCIOPUNKTOWE**



KLIN Z REGULACJĄ



**STOLIK
TERAPEUTYCZNY**



**REGULOWANA
BUDKA Z OKIENKIEM**



ZAGŁÓWEK



**TORBA
TURYSTYCZNA**



KOSZ NA ZAKUPY



**PARASOLKA
PRZECIWSŁONECZNA**



RĘKAWICE ZIMOWE



**FOLIA
PRZECIWDESZCZOWA**



ŚPIWÓR



MOSKITIERA

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

szerokość siedziska: 29*/38 cm

głębokość siedziska: 24/30 cm

wysokość oparcia: 50/60 cm

szerokość oparcia: 29*/37 cm

odległość podnóżka od siedziska/ilość regulacji: 20, 30, 40 cm, 3 pozycje

masa całkowita: 13 – 18 kg

długość wózka: 98 – 113 cm

wysokość wózka: 102 – 138 cm

szerokość wózka: 62 cm

* wartość podana z zastosowaniem wkładek

WAŻNE! Wybór wsparcia ortopedycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykiety, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.